



赛多利斯

Picus<sup>®</sup> 2

电动移液器

Simplifying Progress

SARTORIUS

# Picus<sup>®</sup> 2

## 为您量身打造

Picus<sup>®</sup> 2 移液器提供可靠的性能，同时呵护您的手。先进的人体工学设计可减少压力，同时确保可重复移液结果。易于使用的移液模式和可根据常用的实验步骤自定义程序，帮您节省在实验室花费的时间。凭直觉即可使用（如同手动移液器），同时又为有经验的用户提供了进阶选项，这代表从实习生到专家的任何人都可以使用 Picus<sup>®</sup> 2。只需拿起移液器，开启电源即可开始移液！

Picus<sup>®</sup> 2 的单通道型号量程范围为 0.5  $\mu$ L 至 10,000  $\mu$ L，多通道型号则为 0.5  $\mu$ L 至 1,200  $\mu$ L。



### 获得可靠的结果

Picus<sup>®</sup> 2 精密的电动移液系统为每位用户提供可重复的移液结果。自带的孔板向导功能可提升微孔板分液的可靠性。多次吹出功能可确保取得最后一滴样品。即使是针对难以吸取的液体，通过校准调节功能可帮助实现理想的准确度。

### 呵护您的手

Picus<sup>®</sup> 2 精巧的轻质（重量仅 100 克）与流线型设计，让您真正体验轻松的移液。布局合理的轻触式操作按钮以及电动吸头弹出设计，对无论是惯用左手还是右手的使用者，都能减少肌肉劳损的发生。舒适的手柄设计和指钩让 Picus<sup>®</sup> 2 移液器可轻易地握在手中。

### 连接未来

Sartorius Pipetting 移动应用程序是样品制备工作流程和移液器管理的好帮手。使用移液应用程序能让您的 Picus<sup>®</sup> 2 移液器随时更新获取最新功能。开放式的连接使您能够将 Picus<sup>®</sup> 2 整合至现有系统中。

### 加速您的工作

可使用多种移液模式，提升重复、连续的分液任务速度并降低人为误差的风险。使用巧妙的调节轮，直观地进行容量设定和菜单浏览，可节省宝贵的时间。



调节轮可快速达成容量设定，方便菜单浏览。  
调节轮也可用于吸液和排液速度的调节，吸液和排液速度可分别调节（1-9 档速度可调）



符合人体工程学的单手操作设计，惯用左手或右手的使用者均适用



微孔板向导 - 引导提示 96 或 384 孔板上的下一个加样孔位，以达成准确移液



大而易读的显示屏 - 美观彩色的显示可提示您与当前移液步骤相关的所有信息



语言选项 - 可从一系列语言选项（包括中文）中进行选取



电动吸头弹出 - 电动系统可轻松地弹出吸头，以保护您的手免于不必要的损伤



Optiload 轻松实现可靠的吸头密封 - 以相等的恒力将吸头装到每个通道上




# Sartorius Pipetting 应用程序

Sartorius Pipetting 应用程序是所有 Picus® 2 移液器使用者的必备工具，是样品制备工作流程和移液器管理的好帮手。使用移液应用程序能让您的 Picus® 2 移液器随时更新获取最新功能。无论您是经验丰富的科学家或是该领域的新手，此应用程序都能为您的液体处理工作流程提供准确和可重复性。

此应用程序包含多个可设置的个性化方案（即工作流程功能，可根据实际移液工作对预设的工作流程进行调整或新建，工作流程数量无上限）并持续更新，可以根据您的具体应用进行调整。此应用程序为各种工作流程提供逐步指导，与 Picus® 2 移液器一起使用时会自动为移液器选取正确的设定。使用 Picus® 2 移液器、其他电动移液器或任何手动移液器完成您的工作流程，并可导出日志文件作为记录。

请访问 [www.sartorius.com.cn](http://www.sartorius.com.cn) 以获取更新的工作流程列表。



## 开放式连接

您已经有实验室操作系统了吗？

您可以藉由开放式连接将 Picus® 2 移液器整合至现有系统中，向移液器传送命令并接收送回的移液数据。如需了解更多详细信息，请联络您的赛多利斯代表。

下载应用程序：





# 订购信息：Picus® 2

订购编号：Picus® 2	通道数	量程 (µl)	标准型滤器	加强型滤器	Optifit 吸头 (µl)	Safetyspace 滤芯吸头 (µl)
LH-747021	1 	0.5-10	-	-	10	10
LH-747041	1 	5-120	721008	721018	200	120
LH-747061	1 	10-300	721007	721017	350	300
LH-747081	1 	50-1,000	721006	721016	1,000	1,000
LH-747101	1 	100-5,000	721005	721015	5,000	5,000
LH-747111	1 	500-10,000	721005	721015	10,000	-
LH-747321	8 	0.5-10	-	-	10	10
LH-747341	8 	5-120	721008	721018	200	120
LH-747361	8 	10-300	721007	721017	350	300
LH-747391	8 	50-1,200	721006	721016	1,200	1,200
LH-747421	12 	0.5-10	-	-	10	10
LH-747441	12 	5-120	721008	721018	200	120
LH-747461	12 	10-300	721007	721017	350	300
LH-747491	12 	50-1,200	721006	721016	1,200	1,200

## 移液器支架和充电选项

订购编号	名称
LH-735001	USB 充电适配器
730981	可容纳 1 支 Picus® 移液器的充电支架
730991	可容纳 4 支 Picus® 移液器的旋转充电支架
725620	线性支架 (无充电功能)